




Instrucciones de montaje




- 1 Dibujar en la tela un círculo de 14 cm de radio, marcando el centro.




- 2 Recortar el círculo y medir 8 cm desde el centro para dibujar una línea recta.




- 3 Cortar la tela siguiendo la línea.




- 4 Ensamblar la tela en la mascarilla.




5 Aplanar la tela, localizar el centro del círculo y plegar la misma simétricamente.




6 Colocar la tela doblada en la parte central de la mascarilla haciendo coincidir ambos centros lo máximo posible.




7 Fijar la tela, mediante la goma elástica, en el botón circular central en el interior de la mascarilla.



8 Adaptar bien la tela en el interior de la mascarilla y doblar hacia afuera la franja sobrante.



9 Fijar el doblado exterior sobrante con una goma elástica holgada que se ajuste bien al perímetro, pero que permita adaptarlo cómodamente al rostro.



10 Introducir un elástico de mayor longitud por los cuatro orificios de cada lado, siguiendo el patrón expuesto, y atar finalmente ambos extremos.

